

Aufsteh- und Umsetzhilfe

Dieses Hilfsmittel ist unersetzlich für mobilitätseingeschränkte Personen, die nicht aus eigener Kraft aussteigen oder einsteigen können, bzw. die nicht vom Rollstuhl aus auf den Autositz umsetzen können.

Der Unterschied zwischen der Aufsteh- und Umsetzhilfe besteht darin, dass die Aufstehhilfe elektrisch bis in die Stehhöhe hochfährt -ohne Kraftaufwand für den Benutzer, während die Umsetzhilfe auf der vorher festgelegten Höhe verbleibt.

In Ruhestellung wird die Aufsteh- und Umsetzhilfe einfach an den Fahrersitz geklappt. Die Aufsteh- und Umsetzhilfe ist für die Fahrer- und Beifahrerseite geeignet.



AfB GmbH
Maurerstr. 6
30916 Isernhagen
Tel.: 05136-8794-40
Fax: 05136-8794-42
www.afb-rehamobil.de
e-mail: info@afb-rehamobil.de

