

**AfB****Automobilumrüstung  
für Behinderte GmbH**

# Rollstuhlverladekran

Der Rollstuhlverladekran ermöglicht das mühlose Verladen eines Rollstuhles oder auch anderer schwerer Gegenstände in den Kofferraum oder Fahrzeuginnenraum. Er ist für Rollstuhlfahrer gedacht, die noch einige Schritte gehen können oder deren Begleitperson beim Verladen behilflich ist. Der Rollstuhlverladekran besteht aus einem Tragarm, einem Zugseil und einem Elektromotor. An einem genau fixiertem Punkt wird das Zugseil eingezogen und der Rollstuhl eingehoben. Der Elektromotor ist über Knopfdruck (auch Kabelfernbedienung möglich) bedienbar. Befindet sich der Rollstuhl in der gewünschten Höhe, kann der Tragarm durch leichten Druck geschwenkt und der Rollstuhl im Kofferraum oder Fahrzeuginnenraum abgelegt werden. Nach erfolgtem Verladen läßt sich der Tragarm bei einigen Modellen umklappen bzw. einschwenken und so platzsparend verstauen.

Die Montage des Verladekrans ist an der B-Säule im Fahrzeuginnenraum oder im Kofferraum möglich. Der Rollstuhlverladekran ist in drei Ausführungen lieferbar:

für Gewichte bis 35 kg

für Gewichte bis 110 kg und

für Gewichte bis 150 kg (Option: Einschwenkmechanismus)



AfB GmbH  
Maurerstr. 6  
30916 Isernhagen  
Tel.: 05136-879440  
Fax: 05136-879442  
[www.afb-rehamobil.de](http://www.afb-rehamobil.de)  
e-mail: [info@afb-rehamobil.de](mailto:info@afb-rehamobil.de)

