



**Automobilumrüstung
für Behinderte GmbH**

Teleskop-Auffahrschienen



Typ: "30010 – 200"
Länge ausgezogen: 202 cm
Länge zusammengesch.: 120,50 cm
Breite: 16,30 cm
Tragkraft pro Paar: ca. 325 kg
Gewicht pro Schiene: ca. 6,6 kg



AfB GmbH

Maurerstr. 6
30916 Isernhagen
Tel.: 05136-879440
Fax: 05136-879442
www.afb-rehamobil.de
e-mail: info@afb-rehamobil.de

